



kitett®

Date

N°

Le contrôle de vos tire-laits simplifié par DTF® medical

Cachet de la Pharmacie/du revendeur :	Il s'agit d'un contrôle :	
	Avant location	<input type="checkbox"/>
	Après location	<input type="checkbox"/>
	Ponctuel	<input type="checkbox"/>

Type : KFISIOV KFISIOIP Numéro de série : _____

		Conformité		
		OUI	NON	N/A
Inspection visuelle (à réaliser <u>AVANT</u> mise sous tension) :				
1	Les étiquettes d'identification et d'information de sécurité du dispositif sont présentes et lisibles.			
2	Le dispositif est propre, manipulable, le boîtier n'est pas dégradé ni fissuré.			
3	Documentation : Notice d'utilisation et instructions de sécurité présentes et lisibles.			
5	Les boutons de réglage et buses sont présentes et en bon état de fonctionnement.			
6	Le câble d'alimentation est non pincé, non déchiré, non dénudé, non plié.			
7	Le filtre en mousse est propre, intègre et non souillé. Si non, procédez au nettoyage interne.			
Inspection visuelle (à réaliser <u>APRES</u> mise sous tension) :				
8	Lors de la mise sous tension, le dispositif ne cause pas de défaut de secteur.			
9	Lors de l'appui sur l'interrupteur, le dispositif s'allume et s'éteint comme il faut.			
10	Le dispositif ne présente pas de défaut lors de l'actionnement des boutons de réglages.			
11	Le dispositif ne fait pas de bruits anormaux.			
Test de fonctionnement				
12	UNE LED VERTE : Le tire-lait fonctionne normalement			
	AUCUNE LED : Dépression trop faible			
	DEUX LED VERTES : Votre tire-lait présente un défaut			
	UNE LED ROUGE : Dépression excessive			

Nettoyage				
13	Désinfection du tire-lait			
14	Nettoyage du circuit interne (Si le filtre mousse est souillé – si du liquide pénètre dans l'appareil – une fois par an)			

Evaluation globale :

- Appareil conforme
- Appareil rebuté
- L'appareil n'est pas conforme – il doit être renvoyé pour réparation chez DTF.

Remarques éventuelles/observations supplémentaires :

2

Nom de l'opérateur : _____ Date/Signature : _____

K.PROT.FR.008.0319

L'ALLAITEMENT PAR DTF MEDICAL



19, rue de la Presse - CS 60132
42003 Saint-Etienne Cedex 1 - France
Tél. : (33) 4 77 74 5111 - Fax : (33) 4 77 79 67 72
E-mail : dtf@dtf.fr - www.dtf.fr

